

# PICOPICO

## 당신의 색소가 새로워지다 차세대 색소 플랫폼

피코피코 레이저는 피코초초의 펄스듀레이션과 JTS 만의 기술력을 통해 기존의 피코레이저들과 차별화된 프로그램과 핸드피스 플랫폼을 제공하여 강력한 색소치료 효과를 가지고 있습니다

PICOPICO has a strong pigmentation treatment effect by providing a program and handpiece platform differentiated from existing PicoLaser through PicoLaser's pulse duration and JTS's own technology.



Distributor



LIBERWILL CO., LTD.

WhatsApp : +82-10-6328-9223, E-mail : [info@liberwill.com](mailto:info@liberwill.com)

# 피코피코 레이저 | PICOSECOND LASER

## INDICATIONS

- Feel the innovative Fractional Laser Toning
- The new generation of Tattoo Removal
- PIH and mild treatment of pigmentation
- To get the better skin texture and tone

## ADVANTAGE



**GUI with quick response.**  
Ready to treat within 30 seconds with no warm up required



**Fast Frequency**  
10Hz Frequency



**Variety of Handpieces**  
7 handpieces to choose from for customized and combination treatment plans  
Zoom / Collimated / D.O.E 1064nm / D.O.E 532nm  
Zoom M.L.A / DYE 595nm / DYE 660nm



**Zoom M.L.A Handpiece**  
Variety Size of M.L.A : 3 ~ 12 mm

- Stability Determines Results
- Picosecond Photomechanical Effects
- Multi-Depth Targeting
- Induced Skin Rejuvenation
- PTP & Multi Pulse Mode of PICOPICO
- JTS Heating PICO 532nm Laser

## SPECIFICATIONS

Laser Medium	Nd:YAG Crystal		Spot Size	Zoom Handpiece	2 ~ 10 mm
Wavelength	1064nm	532nm		Collimated Handpiece	8 mm
Pulse Duration	300ps	380ps		Zoom M.L.A Handpiece	3 ~ 12 mm
Max. Energy	500 mJ	300 mJ		D.O.E 532nm Handpiece	4X4 mm , 81 Holes
Peak Power	2 GW			D.O.E 1064nm Handpiece	5X5 mm , 49 Holes
Repetition Rate	Single, 1 ~ 10 Hz			DYE 595nm Handpiece	3 mm
Beam Delivery	Articulated Arm with detachable Handpiece			DYE 660nm Handpiece	3 mm
Power requirement	220 ~ 230VAC, 50/60 Hz			Dimensions	W: 975 X H: 540 X D:1100 mm